


# Краткое руководство по 2D съёмке

## Основные правила выполнения съёмки

Пациенту следует:


- Снять все ювелирные украшения включая цепочки.
- Не глотать во время экспозиции.
- Приложить язык к нёбу таким образом, чтобы в полости рта не оставалось воздуха.
- Сомкнуть губы во время экспозиции.
- Стоять неподвижно во время экспозиции.



## Подготовка


### Программа Planmeca Romexis®

1 Выберите меню: "Получить новую рентгенограмму" > "Панорамный снимок".




### Рентгеновская установка Planmeca ProMax®

- 2 Выберите меню "2D дентальный".
- 3 Выберите программу "Панорамный".
- 4 Выберите тип программы.




- 5 Выберите тип телосложения пациента.
- 6 Установите сегмент при необходимости.
- 7 Перейдите далее.



# Позиционирование пациента

- 1 Отрегулируйте высоту рентгеновской установки относительно роста пациента.
  - 2 Попросите пациента выпрямиться в полный рост, расположить подбородок в держателе, ухватиться руками за упоры, шагнуть немного вперёд и прикусить передними зубами обе канавки на прикусном держателе.
  - 3 Сомкните височные зажимы.
  - 4 Используйте в качестве ориентира световой указатель Франкфуртской горизонтали и выполните точное позиционирование головы пациента, слегка опуская или поднимая установку.
  - 5 Установите положение светового указателя фокального слоя между вторым резцом и клыком.
- \*Альтернативно используйте функцию автофокус на установках **Planmeca ProMax® 2D S3** или **Planmeca ProMax® 3D**.
- 6 Убедитесь, что голова пациента расположена параллельно световому указателю средне-сагиттальной плоскости.
  - 7 Выберите форму и размер челюсти.
  - 8 Перейдите далее.



# Съёмка 2D

## Получение снимка

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку экспозиции.
- 2 Снимок появится на экране компьютера.
- 3 Завершите процедуру съёмки.
- 4 Освободите пациента от держателей и выведите его из рентгеновской установки.

